


Gestion intégrée de l'assistance hépatique



360° d'interconnexion

Système PrismafleX eXeed™
compatible avec le système
de dialyse hépatique MARS®

 **GAMBRO®**

360° d'interconnexion – PrismafleX eXeed™ et MARS®


Le Système PrismafleX eXeed est entièrement compatible avec le système de dialyse hépatique MARS, vous offrant une gestion simple et complète de l'assistance hépatique.

Le traitement des patients présentant une insuffisance hépatique est un défi majeur à l'USI. L'élimination des substances toxiques liées aux protéines est nécessaire, mais cette détoxification ne peut être obtenue par l'EERC standard. En revanche, elle peut-être aisément menée à bien par la mise en œuvre opportune de MARS, qui élimine les toxines liées à l'albumine.

Grâce à un mode spécifique du système Prismaflex pour mettre en œuvre le traitement MARS à l'aide du kit X-MARS, la gamme d'options thérapeutiques pour le traitement des patients sévèrement atteints est élargie, et l'application du traitement MARS est simplifiée.

- Gambro offre la dernière combinaison d'une thérapie extra-corporelle de support hépatique avec la thérapie CRRT avancée.
- MARS est le système de dialyse hépatique avec les faits probants les plus puissants pour montrer que les patients sous traitement MARS connaissent une amélioration de leur pathologie.
- La mise en œuvre du traitement MARS est ainsi grandement simplifiée, ce qui rend la thérapie plus accessible à chaque hôpital.
- La compatibilité avec le traitement MARS fait du système Prismaflex un système idéal d'EERC avec la manière la plus simple et la plus complète de mettre en œuvre une assistance hépatique.

Etendre les options
thérapeutiques
avec la meilleure
machine d'EERC
du monde



Protocole simple



Kit conçu pour l'utilisateur

Le kit X-MARS, unique, est spécialement conçu pour être connecté aux composants du système MARS et contient tous les éléments à usage unique nécessaires.

Graphiques utiles pour la préparation

Une interface utilisateur dédiée présente les instructions en ligne sous forme de graphiques clairs en couleur pour guider l'utilisateur avec facilité tout au long de la préparation de la thérapie.

MARS® – la thérapie de support hépatique

En permettant une intervention précoce, le système MARS peut contribuer à améliorer ou préserver la fonction multi-viscérale en facilitant la mise en œuvre d'un contexte plus favorable à la régénération hépatique et à la guérison clinique.

Le système MARS élimine les toxines solubles dans l'eau et liées aux protéines au moyen de dialyse à l'albumine. Cela réduit la toxicité plasmatique, améliore l'état clinique du patient (hémodynamique, encéphalopathie hépatique, volume d'urine...), facilite la régénération des cellules hépatiques et peut contribuer à la restauration d'une fonction hépatique normale.


Les indications du traitement incluent :

- Insuffisance hépatique aiguë, notamment due à une overdose ou à un empoisonnement
- Maladie de foie chronique décompensée (défaillance hépatique aiguë ou chronique)
- Dysfonctionnement de la greffe après transplantation
- Défaillance hépatique après chirurgie hépatique
- Insuffisance hépatique secondaire ou insuffisance multi-viscérale
- Prurit réfractaire de la cholestase
- Autres pour les traitements pédiatriques et adultes

Utilisé en clinique depuis 1993, le système MARS est la thérapie de support hépatique non biologique la plus utilisée au monde. Le nombre d'expériences et de preuves cliniques est en pleine expansion. Jusqu'en 2011, plus de 10 000 patients, dans 250 centres de 45 pays différents, ont reçu le traitement et présentent un profil favorable ; plus de 40 000 ont expérimenté le système.

Le système MARS® stabilise les patients et a un effet positif sur les aspects suivants :

- Hémodynamique
- Fonction cérébrale
- Fonction rénale
- Fonction hépatique
- Récupération hépatique chez les patients atteints d'IHA
- Qualité de vie
- Coûts de traitement généraux



Gambro, Prismaflex, PrismafleX eXeed, MARS et X-MARS sont des marques du groupe Gambro.

Actuellement, le système MARS n'est disponible qu'aux Etats-Unis sur le système Prisma.
Hors des Etats-unis, MARS est compatible avec le système Prismaflex sur la version 5.0 du logiciel.

Gambro S.A.S
1-3 bd Charles de Gaulle
92707 COLOMBES CEDEX
France
Tel : 01 41 19 31 00, Fax : 01 47 81 51 85
www.gambro.com, www.gambro.fr

